

### REGISTRO ANVISA SEDA COM AGULHA

<b>Nome da Empresa</b>	MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
<b>CNPJ</b>	18.842.124/0001-80
<b>Autorização Empresa (AFE)</b>	<b>8.13.498-4</b>
<b>Produto</b>	SEDA - FIO CIRÚRGICO MULTIFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA
<b>Nome Técnico</b>	Fio de Sutura
<b>Registro</b>	81349840005
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME - BRASIL</li></ul>
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE



GRANDE; 4700R00000 PERFECTA - ALARGADOR INICIAL FEMORAL; 4700R09000 PERFECTA Alargador Femoral 9.0mm; 4700R09700 PERFECTA Alargador Femoral 9.7mm; 4700R10500 PERFECTA Alargador Femoral 10.5mm; 4700R11200 PERFECTA Alargador Femoral 11.2mm; 4700R12000 PERFECTA Alargador Femoral 12.0mm; 4700R12700 PERFECTA Alargador Femoral 12.7mm; 4700R13500 PERFECTA Alargador Femoral 13.5mm; 4700R14200 PERFECTA Alargador Femoral 14.2mm; 4700R15000 PERFECTA Alargador Femoral 15.0mm; 4700R16500 PERFECTA Alargador Femoral 16.5mm; 4700R18000 PERFECTA Alargador Femoral 18.0mm; 4700R19500 PERFECTA Alargador Femoral 19.5mm; 4700RE0000 PERFECTA - EXTRATOR DE LIMA; 4700RH0000 PERFECTA - manopla para lima; 4700RH0100 PERFECTA - manopla para lima; 4700RH0200 PERFECTA - manopla para lima; 4700RH0300 Rsf - manopla para lima; 4700RH04 Manopla para lima modificada; 4700RH05 PERFECTA - manopla para lima fina; 4700SD0000 PERFECTA - manopla para lima; 4700SE0100 PERFECTA - extrator de haste; 4700SE03 PERFECTA - extrator de haste; 4700SE05 PERFECTA UNIVERSAL extrator; 4700SH0000 Martelo; 4700SI0000 PERFECTA - impactador femoral; 4700SI01 PERFECTA - impactador de haste; 4700SN03 PERFECTA - Extrator plástico de inserto - COLO ESTREITO; 4700SN04 PERFECTA - Extrator de haste - COLO ESTREITO; 4700SRH0 PERFECTA - manopla para lima curta; 4700TB00 Barra Tommy; 4700TN0100 PERFECTA - Prova de Colo com Anel 25mm; 4700TN0200 PERFECTA - Prova de Colo com Anel 30mm; 4700TN0300 PERFECTA - Prova de Colo com Anel 35mm; 4700TN0400 Prova de colo sem anel 25mm Colo Base 910.5; 4700TN0500 Prova de colo sem anel 30mm Colo Base 1213.5; 4700TN0600 Prova de colo sem anel 35mm Colo Base 14.2 & Up; 4700TN07 PERFECTA Prova de colo sem anel 29mm; 4700TN08 PERFECTA Prova de colo sem anel 34mm; 4700TN09 PERFECTA Prova de colo sem anel 39mm; 4700TN10 PERFECTA Prova de colo com anel 29mm; 4700TN11 PERFECTA Prova de colo com anel 34mm; 4700TN12 PERFECTA Prova de colo com anel 39mm; 4700TN13 PERFECTA Prova de Colo 10.5; 4700TN14 PERFECTA Prova de Colo 12.0; 4700TN15 PERFECTA Prova de Colo 15.0; 4700TN27 PERFECTA SLT CÔNICO SEM ANEL / PROVA DE COLO 32mm; 4700TN28 PERFECTA SLT CÔNICO SEM ANEL / PROVA DE COLO 37mm; 4700TN29 PERFECTA SLT CÔNICO SEM ANEL / PROVA DE COLO 42mm; 4700TN30 PERFECTA SLT prova de colo/com anel cônico 32mm; 4700TN31 PERFECTA SLT prova de colo/com anel cônico 37mm; 4700TN32 PERFECTA SLT prova de colo/com anel cônico 42mm; 4700UT0100 Ferramenta - Utilidades geral para produção de haste; 4702HE0000 Extrator de Cabeça Femoral; 4710SI0000 Eixo de Posicionamento de Haste; 4710SI0005 Eixo de Posicionamento de Haste; 4710SI0091 Montagem de solda - Eixo de Posicionamento de Haste; 4710SI01 Reposição - Garfo do Impactador de haste Femoral; 4710SI02 PERFECTA - Impactador de haste femoral - dual; 4710SI03 PERFECTA - Impactador de haste femoral - antiversion; 4710SI10 PERFECTA - Impactador de haste femoral - Controle rotacional; 4710SP00 PERFECTA - haste ajustável; 4710SP01 PERFECTA - haste ajustável; 4710SP02 PERFECTA - haste ajustável; 4710SP03 PERFECTA - haste ajustável; 4752HE0000 PERFECTA - extrator de cabeça série a; 4752SE0000 PERFECTA - extrator de haste série a; 4770SI01 PERFECTA - insert de haste femoral; 4770TN25 PERFECTA prova de colo com anel 25mm; 4770TN30 PERFECTA prova de colo com anel 30mm; 4770TN35 PERFECTA prova de colo com anel 35mm; 4793CP00 Guia ressecção de prova - calcar; 4799HR01 EXTEND - guia de ressecção; 4799NR00 PERFECTA - guia de alinhamento; 4799R120 EXTEND - lima com alargamento reduzido - tam. 12.0; 4799R135 EXTEND - lima com alargamento reduzido - tam. 13.5; 4799R150 EXTEND - lima com alargamento reduzido - tam. 15.0; 4799R165 EXTEND - lima com alargamento reduzido tam. 16.5; 4799R169 EXTEND - lima com alargamento reduzido - tam. 16.9; 4799RE01 EXTEND - escareador com alargamento reduzido - tam. 12mm; 4799RE02 EXTEND - escareador com alargamento reduzido - tam. 13.5mm; 4799RE03 EXTEND - ESCAREADOR COM ALARGAMENTO REDUZIDO - TAM.15mm18mm; 4799RE04 EXTEND - ESCAREADOR COM ALARGAMENTO REDUZIDO - TAM.19.5mm; 4799S120 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 12mm; 4799S135 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 13.5mm; 4799S150 EXTEND - ESCAREADOR COM ALARGAMENTO PADRÃO - TAM.15mm18mm; 4799S165 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 16.5mm19.5mm; 4799S180 EXTEND - lima com alargamento reduzido; 4799S182 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 18mm22.5mm; 4799SD01 Chave para Haste Femoral Universal; 4799SD02 Manopla para Chave para Haste; 4799SD03 EXTEND/PERFECTA Adaptador para chave para Haste; 4799SE01 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 12mm; 4799SE02 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 13.5mm; 4799SE03 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 15mm; 4799SE04 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 16.5mm19.5mm; 4799SE05 EXTEND - escareador com alargamento padrão - tam. 21mm22.5mm; 4799SE06 Gancho Extrator; 4799TN01 EXTEND - sistema para quadril - colo de prova tam. 12.0 / 13.5mm; 4799TN02 EXTEND - sistema para quadril - colo de prova tam.15.0mm; 4799TN03 EXTEND - sistema para quadril - colo de prova tam.16.5 / 22.5mm; 4800TB0000 Barra Tommy; 4820AG0000 Guia de alinhamento de Concha Acetabular; 4820CH0000 Suporte de Inserto de Prova; 4820CI0000 Impactador/Extrator de concha; 4820DG0000 Guia de Broca; 4820DI0000 Medidor de Profundidade; 4820DR0200 Ponteira para Broca 3.2mm x 35mm; 4820DR0300 Ponteira para Broca 3.2mm x 15mm; 4820FD0100 Broca em ângulo; 4820LP2800 Impactador/Posicionador de Inserto em Copo 28mm; 4820LP3200 Impactador/Posicionador de Inserto em Copo 32mm; 4820SH0000 Suporte para parafuso; 4820US0100 Chave de Fenda Universal; 4895135L EXTEND - prova

calcar curvada para esquerda 13.5mm x 230mm; 4895135R EXTEND - prova calcar curvada para direita 13.5mm x 230mm; 4895150L EXTEND - prova calcar curvada para esquerda 15mm x 230mm; 4895150R EXTEND - prova calcar curvada para direita 15mm x 230mm; 4895165L EXTEND - prova calcar curvada para esquerda 16.5mm x 230mm; 4895165R EXTEND - prova calcar curvada para direita 16.5mm x 230mm; 4895180L EXTEND - PROVA CALCAR CURVADA PARA ESQUERDA 18mm X 230mm; 4895180R EXTEND - PROVA CALCAR CURVADA PARA DIREITA 18mm X 230mm; 4895195L EXTEND - prova calcar curvada para esquerda 19.5mm x 230mm; 4895195R EXTEND - prova calcar curvada para direita 19.5mm x 230mm; 4896135L EXTEND - prova curvada para esquerda 13.5mm x 255mm; 4896135R EXTEND - prova curvada para direita 13.5mm x 255mm; 4896150L EXTEND - prova curvada para esquerda 15.0mm x 255mm; 4896150R EXTEND - prova curvada para direita 15.0mm x 255mm; 4896165L EXTEND - prova curvada para esquerda 16.5mm x 255mm; 4896165R EXTEND - prova curvada para direita 16.5mm x 255mm; 4896180L EXTEND - prova curvada para esquerda 18.0mm x 255mm; 4896180R EXTEND - prova curvada para direita 18.0mm x 255mm; 4896195L EXTEND - prova curvada para esquerda 19.5mm x 255mm; 4896195R EXTEND - prova curvada para direita 19.5mm x 255mm; 4896210L EXTEND - prova curvada para esquerda 21.0mm x 255mm; 4896210R EXTEND - prova curvada para direita 21.0mm x 255mm; 4896225L EXTEND - prova curvada para esquerda 22.5mm x 255mm; 4896225R EXTEND - prova curvada para direita 22.5mm x 255mm; GLBPTH21 GLADIATOR™ - Prova bipolar hd PERFECTA.

CLASSE : I 81290840009  
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

MIDY COMÉRCIO LTDA - ME 8.01641-7  
Lentes de Contato 25351.651601/2015-52  
Morning Ultra SOO Hialuronato de Sódio One Day SOD-HYA-58  
FABRICANTE : INTEROJO INC. - COREIA DO SUL  
Apresentação Comercial: Lentes embaladas em blister contendo solução salina (cada blister contém 01 lente), nas seguintes apresentações: Blisters com 01 lente de contato  
Caixa com 01 blister  
Caixa com 10 blister  
Caixa com 12 blister  
Caixa com 16 blister  
Caixa com 30 blister.Dioptrias disponíveis: + 6.00 a - 10.00 D.

CLASSE : II 80164179006  
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado  
Lentes de Contato 25351.651619/2015-97  
Morning Q Torica TOR-SHD-45  
FABRICANTE : INTEROJO INC. - COREIA DO SUL  
Apresentação Comercial: Lentes embaladas em blister contendo solução salina (cada blister contém 01 lente), nas seguintes apresentações: Blisters com 01 lente  
Caixa com 01 blister  
Caixa com 02 blister  
Caixa com 06 blister.Dioptrias disponíveis: + 6.00 a - 12.00 D.

CLASSE : II 80164179007  
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado  
Lentes de Contato 25351.651624/2015-73  
Morning Q Silicone Hidrogel SIL-HYD-45  
FABRICANTE : INTEROJO INC. - COREIA DO SUL  
Apresentação Comercial: Lentes embaladas em blister contendo solução salina (cada blister contém 01 lente), nas seguintes apresentações: Blisters com 01 lente  
Caixa com 01 blister  
Caixa com 02 blister  
Caixa com 06 blister.Dioptrias disponíveis: + 8.00 a - 12.00 D.

CLASSE : II 80164179008  
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME 8.13498-4

Fio de Sutura 25351.051846/2016-56

SEDA - FIO CIRÚRGICO MULTIFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA

FABRICANTE : MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME - BRASIL

Embalagem primária acondicionada em caixas contendo 1, 2, 4, 6, 12, 24 ou 36 unidades.

SDP5075MR13, SDP6075MR13, SDP5075MR15, SDP075MR20, SDP2075MR20, SDP3075MR20, SDP4075MR20, SDP5075MR20, SDP075MR25, SDP2075MR25, SDP3075MR25, SDP4075MR25SDP075MR30, SDP2075MR30, SDP3075MR30, SDP175MR35, SDP075MR35, SDP2075MR35, SDP3075MR35, SDP2075MR37, SDP175MR40, SDP075MR40, SDP2075MR40, SDP3075MR40, SDP4045CR13, SDP4075CR13, SDP5075CR15, SDP2075CR20, SDP3075CR20, SDP4075CR20, SDP5075CR20, SDP30375CR30, SDP075CR30, SDP175CR30, SDP2075CR30, SDP3075CR30, SDP60452ME6, SDP70452ME6, SDP80452ME6, SDP80452YE6, SDP60452CE6, SDP70452CE6SDP80452CE6, SDP4045MT15, SDP5045MT15, SDP6045MT15, SDP2045MT17, SDP3045MT17SDP4045MT17, SDP5045MT17, SDP6045MT17, SDP2045MT20, SDP3045MT20, SDP4045MT20SDP5045MT20, SDP6045MT20, SDP2045MT30, SDP3045MT30, SDP6045CT11, SDP4045CT12SDP4045CT13, SDP6045CT16, SDP3075CT16, SDP4075CT16, SDP3045CT17, SDP4045CT17SDP2045CT20, SDP3045CT20, SDP4045CT20, SDP5045CT20, SDP6045CT20, SDP045CT25SDP145CT25, SDP2045CT25, SDP3045CT25, SDP4045CT25, SDP30375CT30, SDP045CT30SDP2045CT30, SDP3045CT30, SDP075CT30, SDP3075CT30, SDP175CT37, SDP275CT37.

CLASSE : II 81349840005  
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional  
Fio de Sutura 25351.051868/2016-48  
NYLON - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL COM AGULHA  
FABRICANTE : MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME - BRASIL

Numeração: 1 a 11-0, comprimento de 13 a 150 cm. Embalagem primária acondicionada em caixa/embalagem secundária contendo: 1, 2, 4, 6, 12, 24 ou 36.

NYP4045MR15, NYP2075MR20, NYP3075MR20, NYP4075MR20, NYP4075MR26,NYP2075MR30, NYP3075MR30, NY13075MR30, NYP3075MR35, NY13075MR35, NYP0150LMR40,NYP0150MR40, NYP075MR40, NYP175MR40, NYP2075MR40, NYP075MR50, NYP40752MR15,NYP60752MR15, NYP40452MR20, NYP50752MR20, NYP60752MR20, NYP40752MR25, NYP9013CR3, NYP9013CR5, NYP10013CR5, NYP8013CR6, NYP9013CR6, NYP9015CR6, NYP5045CR10, NYP5075CR10, NYP4075CR13, NYP5045CR13, NYP5075CR13, NY15075CR13, NYP4045CR15, NYP5045CR15, NYP2075CR20, NYP3075CR20, NYP4075CR20, NYP5075CR20, NY12075CR30, NY13075CR30, NY14075CR30, NYP2060RR65, NYP10030ME5, NYP10030ME7, NYP5045YE6, NYP8030YE6, NYP10030ME5, NYP8030YE6, NYP9030CE6, NYP100362CE6, NYP100302CE6, NYP10030CE6, NYP10018CE6, NYP10020CE6, NYP10030CE6, NYP9030CE6, NYP7045CE8, NYP3045MT15, NY14045MT15, NYP6045MT15, NY15045MT15, NYP5045MT15, NYP5075MT15, NYP6045MT15, NYP3045MT17, NYP4045MT17, NYP5045MT17, NYP2045MT20, NYP3045MT20, NYP4045MT20, NYP5045MT20, NYP6045MT20, NYP045MT25, NYP2045MT25, NYP3045MT25, NYP5045MT25, NYP6045MT25, NYP045MT30, NYP2045MT30, NYP3045MT30, NYP4045MT30, NYP045MT35, NYP2045MT35, NYP3045MT35, NYP4045MT40, NYP2045MT40, NYP3045MT40, NYP90132MT7, NYP5045CT11, NY15045CT11, NYP6045CT11, NY16045CT11, NYP5045CT13, NYP6045CT13, NY14045CT15, NYP4045CT15, NY15045CT15, NYP5045CT15, NYP6045CT15, NY16045CT15, NY15045CT16, NYP4045CT16, NY15045CT16, NYP5045CT16, NY16045CT16, NY1045CT19, NY12045CT19, NY13045CT19, NYP045CT19, NYP2045CT19, NYP3045CT19, NY14045CT19, NYP4045CT19, NY15045CT19, NYP5045CT19, NY16045CT19, NYP6045CT19, NYP045CT20, NYP2045CT20, NY13045CT20, NY15045CT20, NYP3045CT20, NY13075CT20, NY14045CT20, NYP4045CT20, NY14075CT20, NY15045CT20, NYP5045CT20, NY15075CT20, NY16045CT20, NYP6045CT20, NY16075CT20, NYP045CT24, NYP2045CT24, NYP30345CT24, NYP3045CT24, NYP40345CT24, NYP4045CT24, NYP5045CT24, NYP6045CT25, NYP2045CT25, NYP3075CT25, NYP3075CT25, NYP40345CT25, NYP4045CT25, NYP4075CT25, NYP5045CT25, NYP5075CT25, NYP6045CT25, NYP045CT30, NYP075CT30, NYP145CT30, NYP175CT30, NYP20345CT30, NYP2045CT30, NY12075CT30, NYP30345CT30, NY13045CT30, NYP3045CT30, NY13075CT30, NYP3075CT30, NYP4045CT30, NY14075CT30, NYP5045CT30, NYP045CT35, NYP2045CT35, NYP2075CT35, NYP3045CT35, NYP4045CT40, NY120345CT40, NYP20345CT40, NYP2045CT40, NY12075CT40, NYP3045CT40, NY13075CT40, NYP4045CT40, NYP20375RT60, NYP2045RT60, NYP2075RT60, NYP30375RT60, NYP3045RT60, NYP3075RT60, NYP40375RT60, NYP4045RT60, NYP4075RT60.

CLASSE : II 81349840006  
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Fio de Sutura 25351.071165/2016-89  
SEDA - FIO CIRÚRGICO MULTIFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL SEM AGULHA

FABRICANTE : MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME - BRASIL

Numeração cirúrgica: 1 4-0, comprimento de 45 a 75cm. Embalagem primária acondicionada em caixa/embalagem secundária contendo: 1, 2, 4, 6, 12, 24 ou 36. SDP11075, SDP01075, SDP201075, SDP301075, SDP01545, SDP11545, SDP21545, SDP201545, SDP301545, SDP401545.

CLASSE : II 81349840007  
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

NEUROCIÊNCIAS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.05281-9

Canulas 25351.401560/2016-72

Cânulas Reutilizáveis Cosman

FABRICANTE : COSMAN MEDICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

TIC-C2; TIC-C5; TIC-C7; TIC-C10; TEW-CN; NTC-DN  
CLASSE : II 80528190021

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.07886-2

Equipamento Para Hemodialise 25351.452285/2016-04

LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE

FABRICANTE : NIPRO JMI COMPANY LIMITED - BANGLADESH

Modelo Quantidade A007-B 30 a 60 unidadesA007(B)-B 30 a 60 unidades; A315-B 30 a 60 unidadesA025(M4)-B 30 a 60 unidades; A004(M1)-B 30 a 60 unidades; A008-B 30 a 60 unidades; A025(M5)-B 30 a 60 unidades; A404-B 30 a 60 unidades; A011-B 30 a 60 unidades; A099-B 30 a 60 unidades; A031(PERU)-B 30 a 60 unidades;

## FICHA TÉCNICA

**PRODUTO:** SEDA – Fio cirúrgico multifilamento não absorvível com agulha.

**DESENHO ILUSTRATIVO:**



SEDA  
INABSORVÍVEL  
TRANÇADO  
PRETO

Figura 1 : Corte longitudinal do fio



Figura 2: Exemplo de fio encastado

**DESCRIÇÃO:** Fio cirúrgico de seda multifilamento não absorvível com agulha, estéril, acoplado a uma agulha ou duas agulhas.

**COMPOSIÇÃO:** Fio constituído por uma proteína denominada fibroína. Essa proteína é derivada de uma espécie de Bombyx mori (B. mori), da família Bombycidae.

**CONSTRUÇÃO:** Multifilamentar trançado.

**COR:** Preto.

**APRESENTAÇÃO:** - Fio: Diâmetros de numeração cirúrgica (USP) variando do 2 ao 8-0 podendo ter 45cm e 75cm de comprimento.  
- Agulha: o comprimento pode variar de 0,65cm a 4,0cm. Os formatos das agulhas são classificados de acordo com o grau de curvatura do corpo, podendo ser: 1/4 de círculo (90°, 110°), 1/2 círculo (160°, 170°, 175° e 180°), 3/8 de círculo (120°, 130° e 135°) com pontas: Cilíndrica, Triangular, Espatulada.  
- Embalagem: Produto embalado em papel grau cirúrgico e acondicionado em caixas contendo 24 envelopes.

**FINALIDADE:** Exercer força tênsil mantendo as bordas dos tecidos aproximadas auxiliando no processo de cicatrização.

**ESTERILIZAÇÃO:** Óxido de Etileno ou Raios Gama.

**VALIDADE:** 5 anos

**Nº REGISTRO ANVISA:** 81349840005

**FABRICADO POR:**

MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 18.842.124/0001-80 - Indústria Brasileira

Rua das Palmeiras Qd. 11 – Lt 18/19 e 7/8 - Parque Primavera, Aparecida de Goiânia - Go

Cep: 74.913-130

Tel.: 55 (62) 3085-3500

Responsável Técnico: Fabiana Souza da Silva – CRQ-XII 12101326

SITE: [www.fiosdonati.com.br](http://www.fiosdonati.com.br)

SAC: [sac@fiosdonati.com.br](mailto:sac@fiosdonati.com.br)